


# PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EM TITÂNIO

*LOCKING PLATE LPS  
CALCANEUS IN TITANIUM*

*PLACA BLOQUEADA LPS  
CALCÂNEO EN TITANIO*



ANVISA 80062900031

[ortobio.ind.br](http://ortobio.ind.br)

# PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS CALCANEUS IN TITANIUM

PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EN TITANIO




Tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, para pequenos fragmentos, proporcionando a recuperação de fraturas complexas do calcâneo.



Its indication, purpose and/or use is the stabilization and fixation of different types of fractures, for small fragments, providing the recovery of complex calcaneal fractures.



Tiene como indicación, finalidad y/o uso la estabilización y fijación de diversos tipos de fracturas, para pequeños fragmentos, proporcionando la recuperación de fracturas complejas del calcáneo.



ANVISA 80062900031

**Titânio Puro** (NBR ISO 5832-2)  
**Pure Titanium** (NBR ISO 5832-2)  
**Titanio Puro** (NBR ISO 5832-2)



**Biologicamente compatível,**  
evitando reação inflamatória.

**Biocompatible,** avoiding  
inflammatory reactions.

**Biologicamente compatible,**  
evitando reacción inflamatória.



**Formato anatômico**  
**Anatomic shape**

**Formato anatómico**



**Acabamento polido**  
**Polished finish**

**Acabado pulido**



**Placas identificadas**  
● esquerda | ● direita

**Plate side identification**  
● left | ● right

**Placas identificadas**  
● izquierda | ● derecha



**Furos de bloqueio:** ø 4mm

**Locking holes:** ø 4mm

**Perforaciones de  
bloqueio:** ø 4mm



**Utilize com parafusos:**


Bloqueio: ø 3,5mm

**Use with screws:**  
Locking: ø 3,5mm

**Utilice con tornillos:**  
De bloqueio: ø 3,5mm

# PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS  
CALCANEUS IN TITANIUM  
PLACA BLOQUEADA LPS  
CALCÂNEO EN TITANIO



ANVISA 80062900031

<b>CÓDIGO DIREITA</b> <i>CODE RIGHT</i> <b>CÓDIGO DERECHA</b>	<b>Nº FUROS</b> <i>Nº HOLES</i> <b>Nº PERF.</b>	<b>LARGURA (MM)</b> <i>WIDTH (MM)</i> <b>ANCHO (MM)</b>	<b>COMPRIM. (MM)</b> <i>LENGHT (MM)</i> <b>LONGITUD (MM)</b>	<b>ESPESSURA (MM)</b> <i>THICKNESS (MM)</i> <b>ESPESOR (MM)</b>
---	---	---	--	---

5713-008-060	14	42	60	1,5
--------------	----	----	----	-----

5713-008-070	14	42	70	1,5
--------------	----	----	----	-----

<b>CÓDIGO ESQUERDA</b> <i>CODE LEFT</i> <b>CÓDIGO IZQUIERDA</b>	<b>Nº FUROS</b> <i>Nº HOLES</i> <b>Nº PERF.</b>	<b>LARGURA (MM)</b> <i>WIDTH (MM)</i> <b>ANCHO (MM)</b>	<b>COMPRIM. (MM)</b> <i>LENGHT (MM)</i> <b>LONGITUD (MM)</b>	<b>ESPESSURA (MM)</b> <i>THICKNESS (MM)</i> <b>ESPESOR (MM)</b>
---	---	---	--	---

5713-008-061	14	42	60	1,5
--------------	----	----	----	-----

5713-008-071	14	42	70	1,5
--------------	----	----	----	-----