


# PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO FECHADA EM TITÂNIO

*LOCKING PLATE LPS CALCANEUS  
CLOSED IN TITANIUM*

*PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO  
CERRADA EN TITANIUM*



ANVISA 80062900031

# PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO FECHADA EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS CALCANEUS CLOSED IN TITANIUM

PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO CERRADA EN TITANIO




Tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, para pequenos fragmentos, proporcionando a recuperação de fraturas complexas do calcâneo.



Its indication, purpose and/or use is the stabilization and fixation of different types of fractures, for small fragments, providing the recovery of complex calcaneal fractures.



Tiene como indicación, finalidad y/o uso la estabilización y fijación de diversos tipos de fracturas, para pequeños fragmentos, proporcionando la recuperación de fracturas complejas del calcáneo.



ANVISA 80062900031

**Titânio Puro** (NBR ISO 5832-2)  
**Pure Titanium** (NBR ISO 5832-2)  
**Titanio Puro** (NBR ISO 5832-2)



**Biologicamente compatível,**  
evitando reação inflamatória.

**Biocompatible,** avoiding  
inflammatory reactions.

**Biologicamente compatible,**  
evitando reacción inflamatória.



**Formato anatômico**  
**Anatomic shape**

**Formato anatómico**



**Acabamento polido**  
**Polished finish**

**Acabado pulido**



**Placas identificadas**  
● esquerda | ● direita

**Plate side identification**  
● left | ● right

**Placas identificadas**  
● izquierda | ● derecha



**Furos de bloqueio:** ø 4mm

**Locking holes:** ø 4mm

**Perforaciones de  
bloqueio:** ø 4mm



**Utilize com parafusos:**

Bloqueio: ø 3,5mm


**Use with screws:**  
Locking: ø 3,5mm

**Utilice con tornillos:**  
De bloqueio: ø 3,5mm

# PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO FECHADA EM TITÂNIO

LOCKING PLATE LPS CALCANEUS  
CLOSED IN TITANIUM

PLACA BLOQUEADA LPS CALCÂNEO  
CERRADA EN TITANIO



ANVISA 80062900031

<b>CÓDIGO DIREITA</b> CODE RIGHT CÓDIGO DERECHA	<b>Nº FUROS</b> Nº HOLES Nº PERF.	<b>LARGURA (MM)</b> WIDTH (MM) ANCHO (MM)	<b>COMPRIM. (MM)</b> LENGHT (MM) LONGITUD (MM)	<b>ESPESSURA (MM)</b> THICKNESS (MM) ESPEJOR (MM)
5713-008-064 PEQUENA / SMALL / PEQUEÑA	14	36	64	1,5
5713-008-072 MÉDIA / MEDIUM / MEDIA	14	36	70	1,5
5713-008-076 LARGA / LARGE / ANCHA	14	36	76	1,5

<b>CÓDIGO ESQUERDA</b> CODE LEFT CÓDIGO IZQUIERDA	<b>Nº FUROS</b> Nº HOLES Nº PERF.	<b>LARGURA (MM)</b> WIDTH (MM) ANCHO (MM)	<b>COMPRIM. (MM)</b> LENGHT (MM) LONGITUD (MM)	<b>ESPESSURA (MM)</b> THICKNESS (MM) ESPEJOR (MM)
5713-008-164 PEQUENA / SMALL / PEQUEÑA	14	36	64	1,5
5713-008-172 MÉDIA / MEDIUM / MEDIA	14	36	70	1,5
5713-008-176 LARGA / LARGE / ANCHA	14	36	76	1,5