


PLACA BLOQUEADA LPS T TÍBIA MEDIAL DUO EM AÇO

*LOCKING PLATE LPS T MEDIAL TÍBIA
DUO IN STAINLESS STEEL*

*PLACA BLOQUEADA LPS T TIBIA
MEDIAL DUO EN ACERO*



ORTOBIO®



PLACA BLOQUEADA LPS T TÍBIA MEDIAL DUO EM AÇO

LOCKING PLATE LPS T MEDIAL TIBIA DUO IN STAINLESS STEEL

PLACA BLOQUEADA LPS T TIBIA MEDIAL DUO EN ACERO



Tem como indicação, finalidade e/ou uso a estabilização e fixação de diversos tipos de fraturas, proporcionando a recuperação de fraturas na Tíbia Medial. A conexão rígida entre os parafusos de bloqueio e a placa permite melhores resultados clínicos em fraturas no platô tibial, fraturas simples e cominutas e em ossos osteoporóticos da região medial da tíbia.



Its indication, purpose and/or use is the stabilization and fixation of different types of fractures, providing the recovery in the medial tibia. The rigid connection between the locking screws and the plate allows better clinical results in simple and comminuted fractures, and in osteoporotic bones in the medial region of the tibia.



Su indicación, finalidad y/o uso es la estabilización y fijación de diferentes tipos de fracturas, proporcionando la recuperación de las fracturas en la tibia medial. La conexión rígida entre los tornillos de bloqueo y la placa permite mejores resultados clínicos en las fracturas simples y conminutas y en huesos osteoporóticos en la región medial de la tibia.



ANVISA 80062900027

Aço Inoxidável (NBR ISO 5832-1)

Stainless Steel (NBR ISO 5832-1)

Acero Inoxidable (NBR ISO 5832-1)



Biologicamente compatível,
evitando reação inflamatória.

Biocompatible, avoiding
inflammatory reactions.

Biologicamente compatible,
evitando reacción inflamatoria.



Formato anatômico

Anatomic shape

Formato anatómico



Acabamento polido

Polished finish

Acabado pulido



Furos de bloqueio: $\varnothing 4,0$ e
 $\varnothing 5,5$ mm, **e simples:** $\varnothing 5,5$ mm

Locking holes: $\varnothing 4,0$ and
 $\varnothing 5,5$ mm, **and simple:** $\varnothing 5,5$ mm

Perforaciones de bloqueo:
 $\varnothing 4,0$ y $\varnothing 5,5$ mm **y simples:**
 $\varnothing 5,5$ mm



Utilizado com parafusos:

Bloqueio: $\varnothing 3,5$ e $\varnothing 5,0$ mm

Cortical: $\varnothing 4,5$ mm

Esponjoso: $\varnothing 6,5$ mm

Use with screws:

Locking: $\varnothing 3,5$ and $\varnothing 5,0$ mm

Cortical: $\varnothing 4,5$ mm

Cancellous: $\varnothing 6,5$ mm

Utilice con tornillos:

De bloqueo: $\varnothing 3,5$ y $\varnothing 5,0$ mm

Cortical: $\varnothing 4,5$ mm

Esponjoso: $\varnothing 6,5$ mm

PLACA BLOQUEADA LPS T TÍBIA MEDIAL DUO EM AÇO

LOCKING PLATE LPS T MEDIAL TIBIA
DUO IN STAINLESS STEEL

PLACA BLOQUEADA LPS T TIBIA
MEDIAL DUO EN ACERO



ANVISA 80062900027

CÓDIGO <i>CODE</i> CÓDIGO	Nº FUROS <i>Nº HOLES</i> Nº PERF.	LARGURA (MM) <i>WIDTH (MM)</i> ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM) <i>LENGHT (MM)</i> LONGITUD (MM)	ESPESSURA (MM) <i>THICKNESS (MM)</i> ESPESOR (MM)
5712-003-002	2	14	64	3,0
5712-003-003	3	14	84	3,0
5712-003-004	4	14	104	3,0
5712-003-005	5	14	124	3,0
5712-003-006	6	14	144	3,0
5712-003-007	7	14	164	3,0
5712-003-008	8	14	184	3,0
5712-003-009	9	14	204	3,0
5712-003-010	10	14	224	3,0
5712-003-011	11	14	244	3,0
5712-003-012	12	14	264	3,0